



ORTHESE DYNAMIQUE DYNAMIC HAND-FINGER SPLINT



REF **W 332**

**ORTHO
DIFF**
L'ORTHOPÉDIE DIFFÉREMMENT

UNIVERSAL
SIZE

Size



WRIST CIRCUMFERENCE
TOUR DU POIGNET



MD



Description du dispositif

Ce dispositif est conçu pour permettre une flexion active des doigts en gardant le poignet et les doigts en extension passive. Le dispositif est conçu uniquement pour les indications actuelles et une mesure corporelle précise.

Composition du dispositif

Composants textiles :

Polyamide – Polyester – Mousse PU

Composants Rigides :

Polypropylène- Aluminium – Acier

Mode d'emploi du dispositif

Placer l'orthèse sur le dessus de votre main et régler successivement les sangles du poignet en les ajustant de manière à obtenir un serrage ferme et confortable. Placer vos doigts dans les manchons et ajuster pour plus de confort.

Indications

- Corriger l'inactivité musculaire
- Dans les lésions du nerf cubital
- Blessures aux tendons extenseurs
- Rééducation après chirurgie

Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain
- L'orthèse ne doit pas être placée en contact direct avec une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

Informations et avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de santé est recommandée.

Ne pas utiliser le dispositif en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être partagé.

En cas d'inconfort, de douleur, de gonflement anormal ou de changement de couleur de la peau, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

La durée et la fréquence d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif après application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels...).

Entretien et stockage

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Conserver le dispositif propre, dans sa boîte d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Device Description

This device is designed to allow active finger flexion while keeping the wrist and fingers in passive extension. The device is intended only for the current indications and requires precise body measurements.

Device Content

Textile Components:

Polyamide – Polyester – PU Spong

Rigid Components:

Polypropylene – Aluminium – Steel

Device Application

Place the orthosis on the back of your hand and tighten the wrist straps one after the other, adjusting them to achieve a firm and comfortable fit. Insert your fingers into the sleeves and adjust for additional comfort.

Indications

- To correct muscle inactivity
- In ulnar nerve injuries
- Extensor tendon injuries
- Post-surgery rehabilitation

Contraindications

- Do not use the product when the diagnosis is uncertain.
- Do not allow the product to come into direct contact with injured skin.
- Do not use if allergic to any component.
- Do not use in cases of venous or lymphatic disorders in the neck region.

Important Information & Warnings

Inspect the device for damage before each use. Do not use if damaged.

Use under the supervision of a healthcare professional. Do not use the device while driving.

This device is for single-patient use only and should not be used by another person.

In case of discomfort, pain, abnormal swelling or discoloration of the skin, remove the device and consult a healthcare professional. The duration and frequency of daily use should be determined by a healthcare professional.

Avoid contact with oil-based substances such as ointments, creams, and lotions.

Device Maintenance & Storage

Hand wash in warm water with a mild detergent. Keep the device clean and store it in its original box when not in use.