



ORTHESE DE REPOS STATIQUE STATIC WRIST BRACE SPLINT



REF **W 335**

**ORTHO
DIFF**
L'ORTHOPÉDIE DIFFÉREMENT



LEFT	RIGHT
S 14-18	
L 18-26	

WREST CIRCUMFERENCE
TOUR DU POIGNET



Description du dispositif

Ce dispositif est conçu pour maintenir le poignet et les doigts dans leur position de repos et pour les immobiliser en position neutre. Le dispositif est conçu uniquement pour les indications actuelles et une mesure corporelle précise.

Composition du dispositif

Composants textiles :

Polyamide – Polyester – Mousse PU

Composants Rigides :

Polypropylène

Mode d'emploi du dispositif

Placez votre paume, votre pouce et votre poignet à l'intérieure de l'orthèse. Régler successivement les sangles du poignet et les ajuster de manière à obtenir un serrage ferme et confortable, l'éclisse du pouce doit être placée sans point de pression douloureux. Et ajuster ensuite la sangle du pouce pour obtenir un serrage ferme et confortable.

Indications

- Syndrome du canal carpien
- Dans les calcifications du poignet et du pouce
- Dommages aux tendons et aux tissus mous
- Rééducation après chirurgie

Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain
- L'orthèse ne doit pas être placée en contact direct avec une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

Informations et avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de santé est recommandée.

Ne pas utiliser le dispositif en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être partagé.

En cas d'inconfort, de douleur, de gonflement anormal ou de changement de couleur de la peau, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

La durée et la fréquence d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif après application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels...).

Entretien et stockage

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Conserver le dispositif propre, dans sa boîte d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Device Description

This device is designed to keep the wrist and fingers in their resting position and to immobilize them in a neutral position. The device is intended only for the current indications and requires precise body measurements.

Device Content

Textile Components:

Polyamide – Polyester – PU Spong

Rigid Components:

Polypropylen

Device Application

Place your palm, thumb, and wrist inside the orthosis. Then tighten the wrist straps one after the other and adjust them to achieve a firm and comfortable fit. The thumb splint must be positioned without any painful pressure points. Next, adjust the thumb strap to obtain a firm and comfortable tightening.

Indications

- Carpal tunnel syndrome
- In cases of wrist and thumb calcification
- Tendon and soft tissue injuries
- Post-surgery rehabilitation

Contraindications

- Do not use the product when the diagnosis is uncertain.
- Do not allow the product to come into direct contact with injured skin.
- Do not use if allergic to any component.
- Do not use in cases of venous or lymphatic disorders in the neck region.

Important Information & Warnings

Inspect the device for damage before each use. Do not use if damaged.

Use under the supervision of a healthcare professional. Do not use the device while driving.

This device is for single-patient use only and should not be used by another person.

In case of discomfort, pain, abnormal swelling or discoloration of the skin, remove the device and consult a healthcare professional. The duration and frequency of daily use should be determined by a healthcare professional.

Avoid contact with oil-based substances such as ointments, creams, and lotions.

Device Maintenance & Storage

Hand wash in warm water with a mild detergent. Keep the device clean and store it in its original box when not in use.