



ATTELLE DE DOIGT FINGER SPLINT



REF **W 339**

**ORTHO
DIFF**
L'ORTHOPÉDIE DIFFÉREMMENT



Description du dispositif

Ce dispositif est un type d'orthèse qui permet l'immobilisation des doigts. Le dispositif est conçu uniquement pour les indications actuelles et une mesure corporelle précise.

Composition du dispositif

Composants textiles :

Polyamide – Polyester

Composants Rigides :

Aluminium

Mode d'emploi du dispositif

Après avoir ouvert les bandes velcro du dispositif, placez vos doigts et fermez les bandes velcro.

Indications

- Fracture des doigts
- Lésions tendineuses et nerveuses
- Entorses et blessures aux doigts

Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain
- L'orthèse ne doit pas être placée en contact direct avec une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

Informations et avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de santé est recommandée.

Ne pas utiliser le dispositif en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être partagé.

En cas d'inconfort, de douleur, de gonflement anormal ou de changement de couleur de la peau, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

La durée et la fréquence d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif après application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels...).

Entretien et stockage

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Conserver le dispositif propre, dans sa boîte d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Device Description

This device is a type of orthosis designed to immobilize the fingers. It should be used only for the intended indications and with precise body measurements adapted to the user.

Device Content

Textile Components:

Polyamide – Polyester

Rigid Components:

Aluminium

Device Application

After opening the device's Velcro straps, place your fingers inside and close the Velcro straps.

Indications

- Fractures of the fingers
- Tendon and nerve injuries
- Finger injuries and sprains

Contraindications

- Do not use the product when the diagnosis is uncertain.
- Do not allow the product to come into direct contact with injure skin.
- Do not use if allergic to any component.
- Do not use in cases of venous or lymphatic disorders in the neck region.

Important Information & Warnings

Inspect the device for damage before each use. Do not use if damaged.

Use under the supervision of a healthcare professional. Do not use the device while driving.

This device is for single-patient use only and should not be used by another person.

In case of discomfort, pain, abnormal swelling or discoloration of the skin, remove the device and consult a healthcare professional. The duration and frequency of daily use should be determined by a healthcare professional.

Avoid contact with oil-based substances such as ointments, creams, and lotions.

Device Maintenance & Storage

Hand wash in warm water with a mild detergent. Keep the device clean and store it in its original box when not in use.