



## CORSET DORSOLOMBAIRE DORSOLUMBAR CORSET WITH STRAP



REF **W 406**

**ORTHO  
DIFF**  
L'ORTHOPÉDIE DIFFÉREMENT

Size



WAIST CIRCUMFERENCE  
TOUR DE TAILLE



S 70-80 | M 80-90 | L 90-100 | XL 100-110 | XXL 110-120 | XXXL 120-130

STD 1= S - M 70-90 | STD 2= L - XL - XXL 90-120



### Description du dispositif

Utiliser pour les fractures, les hernies, les glissades de la colonne vertébrale, les situations où le corps a besoin de se tenir droit et pour corriger la posture. Le dispositif est conçu uniquement pour les indications ci-dessous et la mesure de la taille.

### Composition du dispositif

#### Composants textiles :

Polyamide – Polyester – Elasthanne

#### Composants Rigides :

Polypropylène - Acier

### Mode d'emploi du dispositif

Placer la ceinture autour de la taille et la fermer au niveau de l'abdomen à l'aide des bades autos agrippant. Les ceintures supplémentaires qui passent sur les épaules sont à croiser dans le dos puis tiré vers l'avant, celles-ci sont fixées à l'aide de velcros pour ajuster le corset confortablement au corps.

### Indications

- Pour toutes les hernies vertébrales
- Maux de dos soudains et à long terme
- Pour l'ostéoporose
- Lombalgies hautes ou basses mineures
- Rééducation après chirurgie

### Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain
- L'orthèse ne doit pas être placée en contact direct avec une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

### Informations et avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de santé est recommandée.

Ne pas utiliser le dispositif en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être partagé.

En cas d'inconfort, de douleur, de gonflement anormal ou de changement de couleur de la peau, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

La durée et la fréquence d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif après application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels...).

### Entretien et stockage

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Conserver le dispositif propre, dans sa boîte d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Device Description

Used for fractures, hernias, spinal slips, situations where the body needs to stay upright, and for posture correction. The device is intended only for the indications listed below and the size measurement.

### Device Content

#### Textile Components:

Polyamide – Polyester – Elastane

#### Rigid Components:

Polypropylene - Steel

### Device Application

Place the belt around the waist and fasten it at the abdomen using the hook-and-loop straps. The additional straps that go over the shoulders must be crossed at the back, then pulled forward. They are secured with Velcro to adjust the brace comfortably to the body.

### Indications

- In all vertebral hernias
- Sudden and long-term low back pain
- In osteoporosis
- In rehabilitation after surgical intervention

### Contraindications

- Do not use the product when the diagnosis is uncertain.
- Do not allow the product to come into direct contact with injure skin.
- Do not use if allergic to any component.
- Do not use in cases of venous or lymphatic disorders in the neck region.

### Important Information & Warnings

Inspect the device for damage before each use. Do not use if damaged.

Use under the supervision of a healthcare professional. Do not use the device while driving.

This device is for single-patient use only and should not be used by another person.

In case of discomfort, pain, abnormal swelling or discoloration of the skin, remove the device and consult a healthcare professional. The duration and frequency of daily use should be determined by a healthcare professional.

Avoid contact with oil-based substances such as ointments, creams, and lotions.

### Device Maintenance & Storage

Hand wash in warm water with a mild detergent. Keep the device clean and store it in its original box when not in use.