



## CEINTURE ABDOMINALE EN NEOPRENE (24 cm) NEOPRENE ABDOMINAL CORSET (24 cm)



REF **W 413**

**ORTHO  
DIFF**  
L'ORTHOPÉDIE DIFFÉREMENT



Size  **WAIST CIRCUMFERENCE  
TOUR DE TAILLE**  
UNIVERSAL SIZE

MD



### Description du dispositif

Ce dispositif fournit un soutien à la région abdominale. Préviend l'affaissement de la région abdominale après la grossesse. L'appareil est conçu uniquement pour les indications ci-dessous et la mesure de la taille.

### Composition du dispositif

#### Composants textiles :

Polyamide – Polyester – Néoprène - Mousse PU

#### Composants Rigides :

### Mode d'emploi du dispositif

Placer la ceinture autour de la Taille et la fermer au niveau de l'abdomen à l'aide des bandes autos agrippant.

### Indications

- Récupération post-partum
- Soutenir la paroi abdominale
- Fracture des côtes
- Rééducation après chirurgie
- Lombalgies hautes ou basses mineures

### Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain
- L'orthèse ne doit pas être placée en contact direct avec une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

### Informations et avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de santé est recommandée.

Ne pas utiliser le dispositif en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être partagé.

En cas d'inconfort, de douleur, de gonflement anormal ou de changement de couleur de la peau, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

La durée et la fréquence d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif après application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels...).

### Entretien et stockage

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Conserver le dispositif propre, dans sa boîte d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Device Description

This device provides support to the abdominal area. It prevents the sagging of the abdominal region after pregnancy. The device is intended only for the indications listed below and for the size measurement.

### Device Content

#### Textile Components:

Polyamide – Polyester – Neoprene – PU foam

#### Rigid Components:

### Device Application

Place the belt around the waist and close it at the abdomen using the hook-and-loop fasteners.

### Indications

- Postpartum recovery
- Support for the abdominal wall
- Rib fracture
- Rehabilitation after surgery
- Minor upper or lower back pain

### Contraindications

- Do not use the product when the diagnosis is uncertain.
- Do not allow the product to come into direct contact with injured skin.
- Do not use if allergic to any component.
- Do not use in cases of venous or lymphatic disorders in the neck region.

### Important Information & Warnings

Inspect the device for damage before each use. Do not use if damaged.

Use under the supervision of a healthcare professional. Do not use the device while driving.

This device is for single-patient use only and should not be used by another person.

In case of discomfort, pain, abnormal swelling or discoloration of the skin, remove the device and consult a healthcare professional. The duration and frequency of daily use should be determined by a healthcare professional.

Avoid contact with oil-based substances such as ointments, creams, and lotions.

### Device Maintenance & Storage

Hand wash in warm water with a mild detergent. Keep the device clean and store it in its original box when not in use.