



## CEINTURE DE MATERNITE PREGNANCY BELT



REF **W 428**

**ORTHO  
DIFF**  
L'ORTHOPÉDIE DIFFÉREMMENT



**WAIST CIRCUMFERENCE  
TOUR DE TAILLE**

UNI 1 = S - M 70-90 UNI 2 = L - XL - XXL 90-120



### Description du dispositif

Ce dispositif est conçu pour accompagner les femmes tout au long de leur grossesse pour soulager les douleurs lombaires et pelviennes. L'appareil est conçu uniquement pour les indications ci-dessous et la mesure de la taille.

### Composition du dispositif

#### Composants textiles :

Polyamide – Polyester – Elasthane – PU Mousse

#### Composants Rigides :

EVA - Polypropylène

### Mode d'emploi du dispositif

Placer la ceinture autour de la Taille et la fermer au niveau de l'abdomen à l'aide des bandes autos agrippant. Ajuster le corset à l'aide des ceintures situées sur les côtés en les fixant à l'avant de la ceinture. Pour utiliser la ceinture supplémentaire incluse dans l'emballage, fixer un côté avec les bandes velcro sur le corset et fixer la de l'autre côté avec le velcro sur le corset afin qu'elle passe sur l'abdomen.

### Indications

- Douleurs lombaires liées à la grossesse
- Douleurs pelviennes liées à la grossesse
- Douleurs lombaire soudaine et prolongée

### Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain
- L'orthèse ne doit pas être placée en contact direct avec une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

### Informations et avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de santé est recommandée.

Ne pas utiliser le dispositif en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être partagé.

En cas d'inconfort, de douleur, de gonflement anormal ou de changement de couleur de la peau, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

La durée et la fréquence d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif après application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels...).

### Entretien et stockage

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Conserver le dispositif propre, dans sa boîte d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Device Description

This device is designed to support women throughout their pregnancy by relieving lower back and pelvic pain. It is intended for use only according to the indications listed below and based on size measurements.

### Device Content

#### Textile Components:

Polyamide – Polyester – Elastane - PU foam

#### Rigid Components:

EVA- Polypropylene

### Device Application

Wrap the belt around the waist and fasten it at the abdomen using the self-gripping straps. Adjust the corset by tightening the side belts and securing them to the front of the belt. To use the additional belt included in the package, attach one side using the Velcro to the corset, then secure the other side with Velcro to the corset so that it passes over the abdomen.

### Indications

- Lower back pain related to pregnancy
- Pelvic pain related to pregnancy
- Sudden and persistent lower back pain

### Contraindications

- Do not use the product when the diagnosis is uncertain.
- Do not allow the product to come into direct contact with injured skin.
- Do not use if allergic to any component.
- Do not use in cases of venous or lymphatic disorders in the neck region.

### Important Information & Warnings

Inspect the device for damage before each use. Do not use if damaged.

Use under the supervision of a healthcare professional. Do not use the device while driving.

This device is for single-patient use only and should not be used by another person.

In case of discomfort, pain, abnormal swelling or discoloration of the skin, remove the device and consult a healthcare professional. The duration and frequency of daily use should be determined by a healthcare professional.

Avoid contact with oil-based substances such as ointments, creams, and lotions.

### Device Maintenance & Storage

Hand wash in warm water with a mild detergent. Keep the device clean and store it in its original box when not in use.