



GENOUILLERE TISSEE LIGAMENTAIRE WOVEN PATELLA AND LIGAMENT KNEE SUPPORT



REF **W 506**

**ORTHO
DIFF**
L'ORTHOPÉDIE DIFFÉREMENT

S	31-34
M	34-37
L	37-40
XL	40-44
XXL	44-48

Size



KNEE CIRCUMFERENCE
CIRCONFÉRENCE DU GENOU



Description du dispositif

Ce dispositif est conçu pour protéger et soutenir les ligaments de l'articulation du genou. L'appareil est conçu uniquement pour les indications ci-dessous et la mesure de la taille.

Composition du dispositif

Composants textiles :

Polyamide – Polyester – Elasthanne

Composants Rigides :

Silicone - Acier

Mode d'emploi du dispositif

Enfiler le dispositif en centrant la rotule et en positionnant l'étiquette intérieure vers le haut du genou.

Indications

- Augmentation du liquide intra articulaire
- Rééducation après intervention chirurgicale
- Blessures aux ligaments latéraux et douleur au genou.

Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain
- L'orthèse ne doit pas être placée en contact direct avec une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

Informations et avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de santé est recommandée.

Ne pas utiliser le dispositif en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être partagé.

En cas d'inconfort, de douleur, de gonflement anormal ou de changement de couleur de la peau, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

La durée et la fréquence d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif après application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels...).

Entretien et stockage

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Conserver le dispositif propre, dans sa boîte d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Device Description

This device is designed to protect and support the ligaments of the knee joint. The device is intended only for the indications listed below and for size measurement.

Device Content

Textile Components:

Polyamide – Polyester – Elastane

Rigid Components:

Silicone – Steel

Device Application

Put on the device by centering the kneecap and positioning the inner label toward the top of the knee.

Indications

- Increased intra articular fluid
- In rehabilitation after surgical intervention
- Side ligament damage and kneecap pain.

Contraindications

- Do not use the product when the diagnosis is uncertain.
- Do not allow the product to come into direct contact with injure skin.
- Do not use if allergic to any component.
- Do not use in cases of venous or lymphatic disorders in the neck region.

Important Information & Warnings

Inspect the device for damage before each use. Do not use if damaged.

Use under the supervision of a healthcare professional. Do not use the device while driving.

This device is for single-patient use only and should not be used by another person.

In case of discomfort, pain, abnormal swelling or discoloration of the skin, remove the device and consult a healthcare professional. The duration and frequency of daily use should be determined by a healthcare professional.

Avoid contact with oil-based substances such as ointments, creams, and lotions.

Device Maintenance & Storage

Hand wash in warm water with a mild detergent. Keep the device clean and store it in its original box when not in use.