



ATTELLE DE CHEVILLE ANKLE BRACE WITH SPONGE PAD



REF **W 614**

**ORTHO
DIFF**
L'ORTHOPÉDIE DIFFÉREMENT

Size



UNIVERSAL
SIZE

ANKLE CIRCUMFERENCE
TOUR DE LA CHEVILLE

MD



Description du dispositif

Ce dispositif permet de stabiliser les articulations au niveau de la cheville. L'appareil est conçu pour les indications ci-dessous et la mesure de la taille.

Composition du dispositif

Composants textiles :

Polyamide – Polyester – Mousse PU

Composants Rigides :

Polypropylène

Mode d'emploi du dispositif

La mise en place du dispositif doit s'effectuer en position assise. Desserrer les sangles et insérer le cheville entre les deux coques latérales et si-besoin, ajuster la largeur de la sangles sous talon grâce aux auto-agrippant situés en bas des coques latérales. Serrer les sangles inférieure et supérieure, bien les accrocher à l'aide des auto-agrippant. Enfiler délicatement le pied avec le dispositif dans la chaussure.

Indications

- Instabilité chronique de la cheville
- Entorse moyenne à sévère de la cheville
- Dans les lésions ligamentaires
- Rééducation après chirurgie

Contre-indications

- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas où le diagnostic est incertain
- L'orthèse ne doit pas être placée en contact direct avec une peau lésée.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants du produit.
- Antécédents de troubles veineux ou lymphatiques.

Informations et avertissements importants

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

La surveillance par un professionnel de santé est recommandée.

Ne pas utiliser le dispositif en conduisant un véhicule.

Cet appareil est destiné à un seul patient et ne doit pas être partagé.

En cas d'inconfort, de douleur, de gonflement anormal ou de changement de couleur de la peau, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

La durée et la fréquence d'utilisation doivent être déterminées par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif après application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels...).

Entretien et stockage

Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent doux.

Conserver le dispositif propre, dans sa boîte d'origine, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Device Description

This device helps stabilize the joints at the ankle. It is designed for the indications listed below and requires proper size measurement.

Device Content

Textile Components:

Polyamide – Polyester – Polyurethane foam

Rigid Components:

Polypropylene

Device Application

The device should be fitted while in a seated position. Loosen the straps and place the ankle between the two side shells. If necessary, adjust the width of the heel strap using the hook-and-loop fasteners located at the bottom of the side shells. Tighten the lower and upper straps and secure them properly with the hook-and-loop fasteners. Carefully put the foot with the device into the shoe.

Indications

- Chronic ankle instability
- Moderate to severe ankle sprain
- In ligament injuries
- Rehabilitation after surgery

Contraindications

- Do not use the product when the diagnosis is uncertain.
- Do not allow the product to come into direct contact with injured skin.
- Do not use if allergic to any component.
- Do not use in cases of venous or lymphatic disorders in the neck region.

Important Information & Warnings

Inspect the device for damage before each use. Do not use if damaged.

Use under the supervision of a healthcare professional. Do not use the device while driving.

This device is for single-patient use only and should not be used by another person.

In case of discomfort, pain, abnormal swelling or discoloration of the skin, remove the device and consult a healthcare professional. The duration and frequency of daily use should be determined by a healthcare professional.

Avoid contact with oil-based substances such as ointments, creams, and lotions.

Device Maintenance & Storage

Hand wash in warm water with a mild detergent. Keep the device clean and store it in its original box when not in use.